

Adhésif amelo dentinaire auto mordançant pour les restaurations dentaires à base de résine
et pour la protection de la dentine

Hybrid Bond

35 secondes seulement !!



- Sans mordantage préalable.... une seule couche !!
- Sans mélange grâce aux Microbrushes[®] chimiquement actives !!
- Compatible avec toutes les lampes !!
- Joint très fin et très résistant !!



SUN MEDICAL

Hybrid Bond

Restauration directe en composite



Appliquer



Photopolymériser



Polir



Cas terminé

Restauration indirecte



Dent préparée



Application



Prêt pour l'empreinte

UN COLLAGE TRES FACILE EN 35 SECONDES


Pas de mordançage préalable, juste une couche !

La procédure ne prend que 35 secondes tout compris !!


SEULEMENT **35** SECONDES !



Appliquer
20 sec



Sécher
10 sec



Photopolymériser
5 sec
Avec lampe halogène

COMPATIBLE AVEC TOUS LES COMPOSITES ET TOUTES LES LAMPES

Halogene, Xenon (Arc à Plasma), LED (diodes)

Hybrid Bond adhère à tout type de composite (auto, photo, dual) et polymérise avec toutes les lampes.

UN COLLAGE PUISSANT


Une adhérence très forte à l'émail, à la dentine et au composite... grâce au monomère 4-META !

Hybrid Bond infiltre la dent pour former une couche hybride type 4-META et constituer ainsi une couche de protection très résistante.

UN JOINT TRES FIN ET TRES RESISTANT

Seulement 9 microns mais aucune sensibilité post-opératoire !


Une seule couche suffit pour bloquer tout stimulus mécanique ou chimique en direction du complexe dentino-pulpaire.



Hybrid Bond

Autre

Une esthétique parfaite des bords de l'obturation.



Source : Dr Nikaido, Tokyo Medical and Dental University

SUN MEDICAL

Un produit **SUN MEDICAL** distribué par
GENERIQUE INTERNATIONAL

77 rue Brossolette 93160 Noisy le Grand
Tél. 01 43 03 06 84 Fax. 01 43 03 15 98

site : www.generiqueinternational.com
E-mail : generinter@aol.com

GENERIQUE
INTERNATIONAL

CE
0123