

## Super-Bond C&B et CERCON ZIRCONE (DEGUDENT)

	à 1 jour	à 150 jours (37 500 thermocycles)	TBS (traction en MPA)
SB seul	51,7	23,3	
SB + PLM	41,3	<b>35,5</b>	

*extrait de :*

"effect of surface treatments on bonding durability to zirconia ceramic"

B.Yang Université de Kiel , Allemagne

session 2007 IADR abstract n° 1378

SB= Super-Bond C&B

PLM= Porcelain Liner M