


## KLINISCHE FÄLLE

### Frontzahnbereich



ersetzen der Füllung



Alte Füllung und Kariesbefall ausgebohrt und restauriert mit Fantasista Farbe A 20 A2



### Seitenzahnbereich



Sekundärkaries



Alte Komposit Füllung und kariöses Gewebe entfernt



Füllung mit Fantasista A2 Farbe

### Füllung mit Metafil Flo

Angewendete Produkte : Hybrid Bond - Metafil Flo - Fantasista



Anfangsstadium



Hybrid Bond wird appliziert und photopolymerisiert



Metafil Flo Farbe A2 wird appliziert und photopolymerisiert



Fantasista Farbe A2 wird appliziert und photopolymerisiert



Füllung ersetzt

## Fantasista

Jede Spritze enthält 2,5ml (4,2gr)  
Erhältliche Farben Opak

Distribution exclusive par  
Générique International

Hergestellt in Japan par

 **SUN MEDICAL CO.,LTD.**

571-2 Furutaka-cho, Moriyama,  
Shiga, 524-0044, Japan  
Phone:81-77-582-9981 Fax:81-77-582-9984  
<http://www.sunmedical.co.jp>

**GÉNÉRIQUE**  
INTERNATIONAL

**GENERIQUE INTERNATIONAL**  
77/79 rue Pierre BROSOLETTTE • 93160 NOISY LE GRAND  
Tel. 01 43 03 06 84 • Fax 01 43 03 15 98  
E-mail : generinter@aol.com - Web : [www.generiqueinternational.com](http://www.generiqueinternational.com)

 **SUN MEDICAL**

Restauratives Dental Material auf Resin Basis

# Fantasista



Ein sehr esthetisches, resistentes Material für  
Front- und Seitenzahn Füllungen


Es wird Ihre Arbeit erleichtern

**Fantasista**  
Composite  
postérieur

[www.sunmedical.co.jp](http://www.sunmedical.co.jp)

Eine einmalige Kombination von 4 verschiedenen Füllern ergeben ein solides, verschleissarmes Füllungsmaterial mit Chameleonartigem Effekt gegenüber den naheliegenden Zähnen.

## SCHÖN UND NATÜRLICH



Das Fantasisista 4 - Teile Füller System kombiniert die besten Eigenschaften

- ▶ Ein reaktiver, organischer Füller, der sich wunderbar polieren lässt und der die Glanzeigenschaften noch behält, wenn andere Komposite bereits den Glanz verloren haben
- ▶ Das beste Mischverhältnis von Nanofüller und Microfüller für ein leicht zu handhabendes solides abnutzungs-resistentes Komposite.
- ▶ Der exklusive Strontiumfüller garantiert die Lebendigkeit und die Farbabstimmung.

Diese spezielle Technologie ergibt ein einzigartiges Füllmaterial, einfach im Gebrauch, kosmetisch und mit langer Lebensdauer mit einem echten Zahn

### Die einzigartige Transluzidität schafft die wahrhaftige Eigenschaft zur Verwechslung mit einem echten Zahn



Der Strontium Partikel Füller von Fantasisista beeinflusst zusätzlich den Retraktionsindex zur Matrix. Das Resultat ist eine Füllung mit Transluzidität die dem lebenden Zahn so ähnlich ist, dass sie sich den umgebenden Zähnen anpasst. Die Füllgränder werden unsichtbar. Dies ist die ideale Antwort auf kosmetische Anforderungen in der Zahnheilkunde. Eine hohe mechanische Belastbarkeit, kaum bemerkenswerte Abnutzung, radioopak, sind die Anforderungen für leistungsfähige Eigenschaften im Seitenzahnbereich.




### Leicht zum auftragen — Verfließt nicht



Fantasisista verfließt nicht auch bei Mundtemperatur. Die Anatomie kann schön, ohne Zeitdruck, mit den Höckern geformt werden ohne Risiko dass das Material verfließt. Trotzdem kann Fantasisista nur mit leichtem Druck mit einem Instrument verteilt und geformt werden, ohne zu kleben oder Gegendruck zu bewirken.

### Une adaptation remarquable à votre préparation



Fantasisista verhindert die Blasenbildung dank seiner Thixotropischen Eigenschaften, es lässt sich leicht in Winkel- und Randgegenden formen ohne dabei Luft einschließen zu provozieren

### EIN STARKES KOMPOSIT BRUCHFEST

Nachdem Sie die ersten Füllungen mit Fantasisista getätigt haben werden Sie die hohe Esthetik und das leichte Verarbeiten sehr schätzen. Studien haben ergeben, dass auch ausgezeichnete physikalische Eigenschaften vorhanden sind. Die grosse Druckfestigkeit, die Biegeeresistenz und die Bruchenergiewerte zeigen, dass Fantasisista Füllungen gegen Bruch und Verschleiss standhalten und zwar auch bei Seitenzahnfüllungen unter hohem Okklusallstress.

