

Fil de Contention Post ortho décollé
Traité avec BRUSHDIP

**BRUSHDIP and a debonded metal
wire !!**

A case from Dr Lucile DAHAN
ADDA
Paris -France

La situation de départ/ First clinical view




Dépot du fil/After removal of the metal wire



Mordançage de l'émail / Enamel acid etching



Coin de bois modifié pour obtenir une surface convexe de
Brushdip et éviter de créer un piège à plaque dentaire /
Modified wooden wedge in order to create convex surface for a
good oral hygiene



Application des 2 liquides mélangés
(initiateur + monomère Brushdip)/
Application of the liquid mix (Brushdip
initiator+monomer)



Application de la boule de BRUSHDIP/ Resin ball application







Vue finale / Final view





Après 7 jours / After 7 days