



## Root ZX – L'original parmi les localisateurs d'apex : utilisé 200.000 fois de façon familière dans les cabinets

Avec le localisateur Root ZX de J. Morita, déjà plus de 200.000 dentistes ont constamment et assurément leur objectif devant leurs yeux. Le localisateur « incorruptible » d'apex avec la méthode de quotients brevetée est établie comme standard dans l'endodontie moderne depuis des années et reçoit régulièrement les meilleures notes.

Le modèle suivant DentaPort Root ZX de Morita facilite encore la mesure du canal radiculaire pour le dentiste et adopte de nouvelles normes. L'écran plus large est plus facile à lire et permet une mesure très précise de la position de la lime dans le domaine apical. Vous pouvez utiliser immédiatement la fonction fiable et précise du localisateur d'apex qui est déjà pré-calibrée. En cas de besoin, la pièce manuelle Tri Auto ZX peut être rajoutée, vous obtenez alors un système complet pour la préparation mécanique des canaux radiculaires et une localisation apex exacte.

Contactez votre distributeur Generique International, 77-79 Rue Pierre Brossolette, F-93160 Noisy le Grand, Tel. 01 43 03 06 84, Fax 01 43 03 15 98, generinter@aol.com ou rendez vous sur notre site web [www.jmoritaurope.com](http://www.jmoritaurope.com)

Thinking ahead. Focused on life.

 J. MORITA MFG. CORP.



  
**MORITA**