

Super-Bond C&B et Panavia F 2,0 et Relyx X Unicem lors du collage d'un tenon intraradiculaire

Push out test en Mpa

dentine radriculaire

Super-Bond C&B	14,6	sd 2,9	sd=standard deviation = variation des resultats on recherche une sd faible
Panavia F 2,0	8,8	sd 3,6	
Rely X Unicem	12,4	sd 3,3	
Parapost	9,1	sd 4,4	

extrait de :

"push out bond strengths of endodontic posts bonded with differen resin-based luting cements"

S. Bouillaguet Université de Geneve Suisse

American journal of dentistry, vol 20,n°3, Juin 2007