

# Metafil



Metafil CX est un **composite micro-chargé** aux caractéristiques proches de l'émail. Metafil CX contient la charge organique prépolymérisé TMPT liée intimement avec la matrice résineuse.

**La restauration finie est très résiliente et résistante à l'usure.**

Metafil CX ne colle pas à la spatule et se modèle très aisément.



Si esthétique  
Si facile  
à manipuler

Teintes \_\_\_\_\_

A1 A2 A3 A3.5 A4 B2  
C2 C3 Incisal Universal

**Un vaste choix de teintes** basées sur le teintier VITA rend le mimétisme facile à obtenir.

Metafil CX est **"super polissable"** et une finition rapide vous permet d'obtenir des obturations très naturelles.

# Metafil FIO



Composite fluide,  
radiopaque,  
photopolymérisable



Teintes \_\_\_\_\_

A1 A2 A3 A3.5

# Applications

# Metafil CX

Incisives fracturées



Choix de la teinte sur la dent




Restauration finie




Après finition



Teintes disponibles en seringues de 3.5 g



Avant opération



Après fermetures du diastème



Faible absorption d'eau  
Excellente résistance  
aux colorations

# Metafil FLO


Medium Flow

**Metafil Flo** contient des charges minérales et organiques très liées à la matrice résineuse.

Metafil Flo est radiopaque, très résistant à l'abrasion et présente un faible taux de rétraction de polymérisation et est polymérisable en épaisseur pour la reconstitution de moignons.

Metafil Flo, **le flow de choix pour les cavités cervicales**, en sous couche de composite postérieur, pour les petites lésions de l'émail et le scellement des sillons (sealant).

Teintes disponibles en seringues de 2.6 g



# Applications

Cavités de classe III



Petites cavités occlusales



Dispositif médical (DM) de Classe IIa, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale.  
Lire attentivement avant l'utilisation le mode d'emploi et l'étiquetage

Organisme certificateur : TÜV SÜD Product Service GmbH



Distribution exclusive par **GÉNÉRIQUE INTERNATIONAL**

77/79 rue Pierre BROSOLETTÉ • 93160 NOISY LE GRAND

Tel. 01 43 03 06 84 • Fax 01 43 03 15 98

E-mail : generinter@aol.com - Web : www.generiqueinternational.com

Fabriqué au Japon par

**SUN MEDICAL CO.,LTD.**

version Novembre 2013

CE  
0123