

METHAX[®]

RÉSINE POUR BASES PROTHÉTIQUES

- ✓ Plus résistante !
- ✓ Plus esthétique !
- ✓ Plus facile à manipuler !

La résine
poudre/liquide
de référence
depuis 1996

Un excellent rapport
qualité/prix



Les avantages

- ✓ Brillantage très facile
- ✓ Surface idéale pour une meilleure hygiène buccale
- ✓ Très faible taux de monomère résiduel pour une meilleure tolérance tissulaire
- ✓ Poudre ultra fine offrant une excellente fluidité
- ✓ Excellente résistance à l'impact
- ✓ Pas de porosités dans les réparations
- ✓ Produit sûr sans cadmium et avec pigments organiques



METHAX[®] est idéal pour

- Bases en prothèse complète, rebasages, extensions, recouvrement de chassis métalliques
- Réparations



METHAX® la gamme

METHAX® BASE THERMO

à cuire en teinte rose veinée



Portion (réf. 9000)
1 kg poudre + 500 ml de liquide

Réassort poudre
5 kg (réf. 9350) ou 1 kg (réf. 9050)

Réassort liquide
2500 ml (réf. 9500) ou 500 ml (réf. 9200)

METHAX® AUTO

pour la réparation en teinte rose veinée



Portion (réf. 9650)
1 kg poudre + 500 ml de liquide

Réassort poudre
5 kg (réf. 9860) ou 1 kg (réf. 9750)

Réassort liquide
2500 ml (réf. 9865) ou 500 ml (réf. 9900)

METHAX® ORTHO

pour réaliser les appareils amovibles en orthodontie, en teintes transparente et rose



Poudre
1 kg (réf. 9600) ou 3 kg (réf. 9603)

Liquide transparent
500 ml (réf. 9602) ou 1000 ml (réf. 9605)

Liquide rose
500 ml (réf. 9601) ou 1000 ml (réf. 9604)

Dispositif médical (DM) de Classe IIa, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lire attentivement avant l'utilisation le mode d'emploi et l'étiquetage

Organisme certificateur : SGC Belgium NV - version Mai 2024



Distribué par **GENÉRIQUE INTERNATIONAL**
77 rue Pierre-Brossolette, 93160 NOISY-LE-GRAND
Tél. 01 43 03 06 84 - generinter@aol.com

www.generiqueinternational.com

EU Authorized Representative : Eurolink Europe Compliance Limited Dublin D02 AY86 Ireland



Makevale Ltd.
Ware, UK SG12 9QP, UK

CE
1639